

呼称課題アプリ

NamingApp v1.0

利用マニュアル

製作者	宇杉竜一
対象	呼称課題を実施する利用者、検査者、研究者
利用者に不要な作業	プログラム作成環境の操作

重要：配布されたフォルダ全体をまとめて保管してください。実行ファイルだけを別の場所へ移動しないでください。

1. 準備

圧縮ファイルを展開し、アプリのフォルダをデスクトップなど書き込み可能な場所へ置きます。

フォルダ構成

```
NamingApp
├─ NamingApp.exe
├─ _internal
├─ ffmpeg.exe
├─ synonyms.json
├─ images
│   └─ Naming
├─ whisper_model
├─ results
└─ run_naming.bat
```

英数字・記号だけのツリーは等幅フォントで表示しています。

項目	用途・注意
NamingApp.exe	アプリ本体です。通常は起動用ファイルから開始します。
_internal	内部ファイルです。削除・改名・移動しないでください。
ffmpeg.exe	音声処理に必要です。削除・改名・移動しないでください。
synonyms.json	同義語設定を編集するファイルです。
images / Naming	刺激画像を入れる場所です。
whisper_model	音声認識モデルです。削除・改名・移動しないでください。
results	結果保存場所です。実行時に自動作成されます。
run_naming.bat	利用者がダブルクリックする起動用ファイルです。

刺激画像

刺激画像は画像フォルダ内の課題用フォルダへ入れます。名前は「番号_正解語.拡張子」の形式にします。

例	意味
1_りんご.jpg	第1試行、正解語は「りんご」
2_ぶどう.jpg	第2試行、正解語は「ぶどう」

2. 実施方法

同義語設定ファイルをメモ帳で編集すると、別名を正解として扱えます。

```
{"りんご":["アップル"],"自動車":["車","くるま"]}
```

ウィンドウズの設定で使用するマイクを選び、声を出して入力音量メーターが動くことを確認してください。

マイク接続不良、マイクジャック外れ、別の入力デバイス選択は、無音録音や反応時間未記録の原因になります。

順番	操作
1	起動用ファイルをダブルクリックし、被験者情報を入力します。
2	試行開始画面で検査者がエンターキーを押します。
3	刺激画像が提示され、対象者が画像の名前を発話します。
4	発話後、検査者がエンターキーを押します。

録音とタイムアウト

画像提示後から音声入力を連続して取得します。最初に設定音量の閾値を超えた時点を反応時間として記録します。エンターキーが押されると録音を終了します。

タイムアウトは、画像提示後15秒が経過しても、終了操作としてエンターキーが押されなかった場合です。音量閾値を超えたかどうかは、タイムアウト条件ではありません。

3. 結果と利用規定

結果は結果保存フォルダの下に、被験者別・測定日時別のフォルダとして保存されます。

保存ファイル	内容
voice_01_りんご.wav	通常試行：画像提示後からエンターまでの録音
voice_01_りんご_timeout.wav	エンターが15秒間押されなかった試行の録音
Naming_..._naming_results.txt	反応時間、正誤、録音ファイル、認識結果、集計値

利用規定

1. 本アプリケーションの著作権は宇杉竜一に帰属します。
2. 本アプリケーションは、研究、教育および臨床実践を目的として使用できます。
3. 本アプリケーションおよび付属資料の無断転載、無断再配布、販売または商用利用を禁止します。
4. 利用者は、必要に応じて刺激画像および設定ファイルを編集できます。
ただし、プログラム本体の改変または改変版の再配布を行う場合は、製作者の許可を得てください。
5. 本アプリケーションの利用によって生じた直接的または間接的な損害について、製作者は責任を負いません。
6. 研究発表、学会発表、論文等で本アプリケーションを用いた場合は、可能な範囲で製作者名「宇杉竜一」およびツール名「呼称課題アプリ NamingApp」を記載してください。